



Web Tabanlı

Aşı Dolabı Stok Yönetimi ve Sıcaklık Takip Yazılımı



Kullanım Kılavuzu




www.sensorium.com.tr

Ana Ekran



Her 5 dakika da bir, dolaplarda alınan sıcaklık ve nem değerleri anlık olarak izlenebilir.









The screenshot shows a window titled 'Eczane Depo 1 Stok Listesi - Toplam İlaç Sayısı: 8'. It contains a table with the following data:

Barkod	Lot No	Seri No	SKT
ROTARIX Oral Aşı 1x1 ml'lik flakon (Mevcut Miktar: 2)			
08699522967513	A41CB140A	20340310031510	31.08.2012
08699522967513	A41CB140A	20340310031174	31.08.2012
VARİLRIX SC Aşı 10 PFU/0.5 ml 1x0.5 ml'lik flakon (Mevcut Miktar: 2)			
08699522967452	A70CB619A	30147020093308	31.10.2012
08699522967452	A70CB509A	20267380129771	30.04.2012
HAVRIX İM Pediatrik Aşı 720 mcg/0.5 ml 1x0.5 ml'lik kullanıma hazır enjektör (Mevcut Miktar: 3)			
08699522967322	AHAVB366AE	30147040031551	31.03.2012
08699522967322	AHAVB366AE	30108350159211	31.03.2012
08699522967322	AHAVB366AE	30147040031446	31.03.2012
ADACEL POLİO İM Kullanıma Hazır Enjektör 0.5 ml 1x0.5 ml'lik kullanıma hazır enjektör (Mevcut Miktar: 1)			
08699625960428	E1007	270458	30.06.2012

Dolap isimlerine tıklandığında, anlık stok durumu gözlemlenebilir.

Stok Giriş

sensorium  Stok Giriş  Stok Çıkış  Stok Raporları  Isı Analizleri  Admin Demo  Çıkış

Stok Giriş

Karekod okuyucunuz ile stok girişi için tıklayınız.

Karekodunu okuturak Aşı - İlaç girişi yapmak istediğiniz dolabı seçiniz.

Lütfen Dolap Seçiniz

Lütfen Dolap Seçiniz

Dolap 2







Dolap 3

Dolap 4

Dolap 5

Dolap 6

Dolap 7




sensorium  Stok Giriş  Stok Çıkış  Stok Raporları  Isı Analizleri  Admin Demo  Çıkış

Stok Giriş

Dolap 2

Stok girişini yapmak istediğiniz ürünün karekodunu okutunuz. Okuttuğunuz ürünün Dolap 2'ye girişini yapmış olacaksınız.

Stok Çıkış

sensorium  Stok Giriş  Stok Çıkış  Stok Raporları  Isı Analizleri  Admin Demo  Çıkış

Stok Çıkış

Karekod okuyucunuz ile stok çıkışı için tıklayınız.

Karekodunu okuturak Aşı-İlaç çıkışı yapmak istediğiniz dolabı seçiniz.

Lütfen Dolap Seçiniz

Lütfen Dolap Seçiniz

Dolap 2







Dolap 3

Dolap 4

Dolap 5

Dolap 6

Dolap 7

sensorium  Stok Giriş  Stok Çıkış  Stok Raporları  Isı Analizleri  Admin Demo  Çıkış

Stok Çıkış

Dolap 2

Stok çıkışı yapmak istediğiniz ürünün karekodunu okutunuz. Okuttuğunuz ürünün Dolap 2'den çıkışı yapmış olacaksınız.

Stok Raporları

sensorium Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Stok Raporu

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Dolap **Dolap 2**
Dolap 3
Dolap 4
Dolap 5

Rapor Tipi Stok Hareket Raporları
Stok Hareket Raporları
Mevcut İlaç Stokları

Dolaplarındaki mevcut stok durumunu ve stok hareketlerini görmek için tıklayınız.

stok raporunu almak istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Stok raporunu almak istediğiniz dolap ya da dolapları seçiniz.

Almak istediğiniz stok rapor tipini seçiniz.

sensorium Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Stok Raporu

Başlangıç Tarihi 07.09.2011

Bitiş Tarihi 14.09.2011

Dolap **Dolap 2**
Dolap 3
Dolap 4
Dolap 5

Rapor Tipi Stok Hareket Raporları

Gönder

Yapılan seçimlere göre oluşan rapor aşağıdadır.

sensorium Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

Copy CSV Excel PDF Print

Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem
Dolap 2	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:26	Çıkış
Dolap 2	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:26	Çıkış
Dolap 2	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:26	Çıkış
Dolap 2	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:26	Çıkış
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş

Toplam 8 kayıttan 1 ve 8 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Stok Raporları

Stok Raporu

Başlangıç Tarihi: 07.09.2011

Bitiş Tarihi: 14.09.2011

Dolap: Dolap 4, Dolap 5, Dolap 6, Dolap 7

Rapor Tipi: Mevcut İlaç Stokları

Yapılan seçimlere göre oluşan rapor aşağıdadır.

Stok Raporu

Her sayfada 10 kayıt göster

Ara:

Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT
Dolap 2	Varilix	08699522967452	0000000004	12345678900004	04.09.2012
Dolap 2	Varilix	08699522967452	0000000003	12345678900003	04.09.2012
Dolap 2	Varilix	08699522967452	0000000002	12345678900002	04.09.2012
Dolap 2	Varilix	08699522967452	0000000001	12345678900001	04.09.2012
Dolap 2	Varilix	08699522967452	0000000005	12345678900005	04.09.2012
Dolap 2	M-M-R II SC	08699636960202	0000000001	12345678900001	04.09.2012
Dolap 2	M-M-R II SC	08699636960202	0000000002	12345678900002	04.09.2012
Dolap 2	M-M-R II SC	08699636960202	0000000003	12345678900003	04.09.2012
Dolap 2	M-M-R II SC	08699636960202	0000000004	12345678900004	04.09.2012
Dolap 2	M-M-R II SC	08699636960202	0000000005	12345678900005	04.09.2012

Toplam 136 kayıttan 1 ve 10 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki Son Sayfa

Stok Raporu

Raporu yazdırmak için tıklayınız.

Copy CSV Excel PDF **Print**

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş

Baskı Önizleme

Bu dosyayı yazdırmak için lütfen tarayıcınızın YAZDIRMA
ÖZELLİĞİ'ni kullanın. Yazdırma işleminden sonra lütfen
ESC(escape) tuşuna basınız.

Stok Raporları

sensorium Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Raporu PDF formatında bilgisayarınıza kaydetmek için tıklayınız.

Copy CSV Excel PDF Print

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Sensorium.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Comment Share

Sensorium

Stok Raporu

Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giris
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giris
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giris
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giris

Alınan raporun PDF'e dönüştürülmesi

sensorium Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Raporu Excel formatında bilgisayarınıza kaydetmek için tıklayınız.

Copy CSV Excel PDF Print

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Sensorium.csv - Microsoft Excel

Giriş Ekle Sayfa Düzeni Formüller Veri Gözden Geçir Görünüm Eklentiler

Calibri 11 A A Genel Koşullu Biçimlendirme Tablo Olarak Biçimlendir Hücre Stilleri Ekle Sil Biçim Sırala ve Filtre Uygula Bul ve Seç

Pano Yazı Tipi Hizalama Sayı Stiller Hücreler Düzenleme

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem					
2	Dolap 5	Rotarix	8699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş					
3	Dolap 5	Rotarix	8699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş					
4	Dolap 5	Rotarix	8699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş					
5	Dolap 5	Rotarix	8699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş					
6	Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem					
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Hazır

Alınan raporun EXCEL'e aktarılması

Stok Raporları

sensorium Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Raporu, herhangi bir Excel dosyasına kopyalamak için tıklayınız. Kopyalamak istediğiniz Excel dosyasına "Yapıştır" demeniz yeterlidir.

Copy CSV Excel PDF Print

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş
Dolap 5	Rotarix	08699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Sensorium.csv - Microsoft Excel

Giriş Ekle Sayfa Düzeni Formüller Veri Gözden Geçir Görünüm Eklentiler

Yapıştır Pano Yazı Tipi Hizalama Sayı Stiller Hücreler Düzenleme

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem					
2	Dolap 5	Rotarix	8699522967513	A41CB140A	20340310031398	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş					
3	Dolap 5	Rotarix	8699522967513	A41CB140A	20340310031174	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş					
4	Dolap 5	Rotarix	8699522967513	A41CB140A	20340310031510	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş					
5	Dolap 5	Rotarix	8699522967513	A41CB140A	20340310031518	120831	Admin Demo	10.09.2011 11:27	Giriş					
6	Dolap	İlaç Adı	Barkod	Lot No	Seri No	SKT	Personel	Tarih	İşlem					
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Hazır

Alınan raporun EXCEL'e kopyalanması.

Sıcaklık Analizleri

sensorium Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Isı Analizi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Dolap Dolap 1

Rapor Tipi Grafik Olarak Göster


Gönder

Dolaplarımızın geriye dönük Isı Analiz verilerine ulaşmak

Analiz etmek istediğiniz tarih aralığını belirtiniz.

Analiz etmek istediğiniz dolabın seçimini yapınız.

Analiz verisini almak istediğiniz formatı belirtiniz. (Grafik ya da Liste)



Grafik şeklinde sıcaklık analiz verileri

sensorium Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Her sayfada 10 kayıt göster

Copy CSV Excel PDF Print

Ara:

Dolap	Isı	Ortam Isısı	Ortam Nem	Güç	Kapak	Tarih
Dolap 1	5.00	26.00	52.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:00
Dolap 1	4.00	26.00	52.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:04
Dolap 1	2.00	26.00	52.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:08
Dolap 1	4.00	26.00	52.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:12
Dolap 1	5.00	26.00	53.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:16
Dolap 1	3.00	26.00	52.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:21
Dolap 1	4.00	26.00	52.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:29
Dolap 1	5.00	26.00	52.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:33
Dolap 1	2.00	26.00	52.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:37
Dolap 1	3.00	26.00	53.00	Var	Kapalı	18.09.2011 00:41

Toplam 194 kayıttan 1 ve 10 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki Son Sayfa

Liste şeklinde sıcaklık analiz verileri

Dolap Tanımları

Isı ve Nem Kontrol cihazınızın ID numarasıdır. Hangi ID numaralı cihazı, hangi dolap için kullanıyorsanız, ilişkilendirmelisiniz. Dolaplarınızın isimlerini sisteme tanımlamalıyız.

Dolap Tanımları

Seri No	Dolap Adı	Ağı Sayısı
34565	Dolap 1	0
34566	Dolap 3	0
34568	Dolap 2	0
34567	Yeni Cihaz	0

Kullanıcı Tanımları

Sisteme giriş yapabilecek kullanıcılar bu bölümde tanımlanır.

Kullanıcılar

Hesap Ayarları

Sistem Ayarları

Kullanıcı Tanımları

Her sayfada 25 kayıt göster

Copy CSV Print

Sisteme giriş yapabilecek kullanıcılar bu bölümde tanımlanır.

Ad-Soyad	GSM	E-posta	Dil	Yetki	Görevler
Admin Demo	0 (533) 445 92 66	fehmi.buge@gmail.com	tr	Yönet	Düzenle
Erkan Tokyürek	0 (541) 604 28 34	erkan@doruktip.com	tr	Kullanıcı	Sil Düzenle
User Demo	0 (533) 445 92 66	fehmi.buge@gmail.com	tr	Kullanıcı	Sil Düzenle
Volkan Bilmiş	0 (533) 598 83 83	volkan@trex.com.tr	tr	Kullanıcı	Sil Düzenle

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Yeni bir kullanıcı tanımlamak için tıklayınız.

Yeni Kullanıcı

Kullanıcı Profil ve Yetki Düzenleme

Sistemin uyarı göndereceği GSM ve e-mail bilgileridir. Tanımlı tüm kullanıcılara uyarı gönderilmektedir. (Sisteme maksimum 5 kullanıcı tanımlanabilir.)

Kullanıcı Kayıt Düzenle

Ad - Soyad Volkan Bilmiş

GSM (0533) 598 83 83

E-Posta volkan@trex.com.tr

Dil Türkiye

Kullanıcı Adı volkan

Parola *****

Kullanıcı Yetkileri Kullanıcı

Güncelle

Kullanıcı Yetkileri

Dolap Tanımları	Stok Giriş	Stok Çıkış	Stok Raporları	Isı Analizleri
Dolap 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dolap 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dolap 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yeni Cihaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kullanıcıların bilgilerini ve yetkilerini düzenlemek için tıklayınız.

Kullanıcılar

Hesap Ayarları

Sistem Ayarları

Sistem Ayarları

Sistem Ayarları

Dolap ısı değerleri, minimum ve maksimum değerlerinin dışına çıktığında e-posta gönder.

1. E-Posta Kullanıcısı: Volkan Bilmi Kaydet İptal

2. E-Posta Kullanıcısı: User Demo Kaydet İptal

3. E-Posta Kullanıcısı: Admin Demo Kaydet İptal

Dolap ısı değerleri, minimum ve maksimum değerlerinin dışına çıktığında SMS gönder.

1. SMS Kullanıcısı: Volkan Bilmi Kaydet İptal

2. SMS Kullanıcısı: User Demo Kaydet İptal

3. SMS Kullanıcısı: Admin Demo Kaydet İptal

email ve SMS ile uyarı sisteminin konfigüre edildiği bölümdür.

